



Erste Schritte mit dem HEALY

Was machst Du, wenn Dein Healy endlich angekommen ist?



Bevor Du anfängst...

Informiere Dich genau!



Handbuch

Lies die Anleitung im mitgelieferten Handbuch aufmerksam durch!

Dashboard

Im Backoffice findest Du unter TOOLS Schulungsmaterial zum Healy.

Dropbox

Auch in der Healy Dropbox sind viele hilfreiche Anleitungen und Infos.

Telegram Kanal

Tritt unserem Telegram-Kanal bei und finde die Infos, die Du suchst. Link auf Anfrage bei Deinem Sponsor!

Dein HEALY

Um Deinen Healy bedienen zu können,
benötigst Du ein internetfähiges
Smartphone oder Tablet mit Bluetooth.



HEALY APP & Analyse APP

Lade Dir die HEALY APP (& Analyse App bei Kauf eines Healy Resonance) aus dem AppStore oder PlayStore auf Dein mobiles Gerät.



Apps herunterladen

auf Dein Handy

Geh zum Dashboard

eu.healy.shop
my.healy.world

Anmeldung

mit Benutzername und Passwort



Sprache einstellen

Oben rechts bei der Weltkugel kannst Du auf Deutsch umstellen.

Bestellnummer kopieren

Im Seitenmenü findest Du unter "Bestellungen" Deine Bestellung. Kopiere die Bestellnummer des Healy!

Healy aktivieren

Im Seitenmenü klicke auf "Meine Healy Aktivierung". Wähle die Option B "Mittels Bestellnummer" und gib diese sowie die Seriennummer des Healys ein (SN 01:01:... hinten am Healy)

Frequenzen
für dein Leben



Healy
verbinden

1. WLAN einschalten

Stelle sicher, dass Dein Handy eine stabile Internetverbindung hat.

2. Bluetooth einschalten

Hinweis: Du wirst den Healy nie bei den Bluetooth-Einstellungen finden!

3. Healy einschalten

Wenn der Healy aufgeladen ist, drücke den Einschaltknopf.

4. Rosa Healy App öffnen

Klicke auf "Ich habe einen Healy". Dann musst Du die Seriennummer manuell oder mittels QR Code eingeben (hinten am Healy).

5. Einstellungen

Wenn der Healy verbunden ist, gehe zu Einstellungen und klicke auf "Auf Updates prüfen". Dann erhältst Du alle Programme, die Du gekauft hast.

6. Wähle ein Programm

Klicke auf die Programmgruppe Deiner Wahl und wähle dann ein Programm aus

7. Elektroden anlegen

Der Healy sagt Dir, ob Du die Arm-, Ohr- oder Klebe-Elektroden brauchst.

8. Dauer und Frequenzen

Du siehst im Display, wie lange die Behandlung noch dauert und welche Frequenz gerade abgespielt wird.

9. Stromintensität

Mit + und - kannst Du die Intensität der Stromimpulse einstellen. Wenn es zu stark kribbelt, einfach Prozente verringern. Bei Ohr-Elektroden nie mehr als 15-20% einstellen!

10. Der Kreis

Der rote Punkt wandert im Kreis, der immer weiß (bzw. grau) sein sollte. Wenn er schwarz ist, bitte Kontakte prüfen, Elektroden ev. und mehr Wasser trinken.

**Frequenzen
für dein Leben**



**Analyse App
einrichten**

1. WLAN einschalten

Stelle sicher, dass Dein Handy eine stabile Internetverbindung hat.

2. Bluetooth einschalten

Hinweis: Du wirst den Healy nie bei den Bluetooth-Einstellungen finden!

3. Healy einschalten & blaue Healy App öffnen

4. Anmelden / Log In

Melde Dich mit Deiner Email-Adresse oder Benutzernamen und Deinem Passwort an.

5. Healy verbinden

Verbinde den Healy manuell oder über den QR-Code mit dem Handy.

6. Synchronisation

Wenn der Healy verbunden ist, gehe zu Einstellungen -> Cloud-Einstellungen.

Führe eine "vollständige Synchronisation" durch, indem du darauf klickst.

7. Master Key speichern!!!

Unter "Einstellungen" musst Du den "Master Key Klicke auf das + im grauen". Speichere ihn an einem Ort, wo Du von anderen mobilen Geräten aus Zugriff hast (z.B. Dropbox, iCloud,...).

Du kannst Dir auch ein Mail mit dem Master Key schicken und diesen dann am Computer speichern. Du brauchst den Master Key, wenn Du die Analyse App auch auf anderen Geräten benutzen möchtest.

8. Klienten anlegen

Klicke auf das Haus-Symbol in der unteren Menü-Leiste. Unter Klienten kannst Du einen neuen Klienten anlegen. Wähle "Person" und fülle die wichtigsten

Daten aus. Mach ganz unten einen Haken bei "Klienten ... mit der Cloud synchronisieren" und ganz oben im blauen Feld auf den Haken zum Speichern klicken.

9. Foto hinzufügen

Klicke auf das + im grauen Kreis oben und mache ein Foto vom Klienten oder füge eines aus einer Datei hinzu. Speichere das Foto durch Anklicken des Hakens im blauen Feld.

10. Schwingung aufzeichnen

Klicke auf das + neben "Schwingung aufzeichnen", gib dem Klienten den Healy in die rechte Hand und klicke nochmals auf das + unten. Vergiss nicht, anschließend wieder oben zu speichern!

11. Analyse machen

Jetzt kannst Du eine Analyse machen. Klicke auf die Herzkurve unten in der Mitte der Menüleiste. Hier kannst Du zwischen Aura- & Resonanzanalyse wählen.